



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Gestelle für Matrix Lagerröhrchen mit 2D-Barcode

74,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Gestelle für Matrix Lagerröhrchen mit 2D-Barcode Erstellen Sie eigene Arrays mit diesen leeren Gestellen im ANSI-Format für Thermo Scientific™ Matrix™ Röhrchen mit 2D-Barcodes. Das Gestell weist einen verschließbaren Deckel zum Sichern der Proben auf. Kapazität (angloamerikanisch): 0,0169 fl oz. Verpackungsmenge: 5 Karton Typ: Leeres Gestell mit Schnappverschluss Beschreibung: Leeres Gestell mit Schnappverschluss Kapazität (metrisch): 0,5 ml Material: Kunststoff Zur Verwendung mit (Geräte): 500µ l-Röhrchen mit Schraubverschluss Anzahl pro Karton: 5 Aufnahmevermögen: 2D Matrix-Röhrchen Unit Size: Case of 5

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TA-0247
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

