



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Thermo Scientific Klappdeckelgestelle mit Strichcode für Matrix Aufbewahrungsröhrchen

**165,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Klappdeckelgestelle mit Strichcode für Matrix Aufbewahrungsröhrchen Die leeren Gestelle im ANSI-Format mit 2D- und linearen Barcodes und visuell lesbarem Text auf drei Seiten sowie einem 2D-Barcode an der Unterseite des Gestells ermöglichen das Erstellen von anwenderspezifischen Assays. Kapazität (angloamerikanisch): 0,0169 fl oz. Verpackungsmenge: 10 Karton Typ: 2D Barcode Beschreibung: Leeres Gestell mit Schnappverschluss Kapazität (metrisch): 0,5 ml Material: Kunststoff Zur Verwendung mit (Geräte): 500 µl Röhrchen Anzahl pro Karton: 10 Barcode: 2D-Datenmatrix; linearer EAN-Code 128; menschenlesbar Aufnahmevermögen: 2D Matrix Röhrchen Produktlinie: Matrixtrade; Unit Size: Case of 10

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	TA-0245
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

