



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Klappdeckelgestelle mit Strichcode für Matrix Aufbewahrungsröhrchen

81,30 €
zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Klappdeckelgestelle mit Strichcode für Matrix Aufbewahrungsröhrchen Die leeren Gestelle im ANSI-Format mit 2D- und linearen Barcodes und visuell lesbarem Text auf drei Seiten sowie einem 2D-Barcode an der Unterseite des Gestells ermöglichen das Erstellen von anwenderspezifischen Assays. Kapazität (angloamerikanisch): 0,0169 fl oz. Verpackungsmenge: 5 Karton Typ: 2D Barcode Beschreibung: Leeres Gestell mit Schnappverschluss Kapazität (metrisch): 0,5 ml Material: Kunststoff Zur Verwendung mit (Geräte): 500 μ l-Röhrchen mit Schraubverschluss Anzahl pro Karton: 5 Barcode: 2D-Datenmatrix; linearer EAN-Code 128; menschenlesbar Aufnahmevermögen: 2D Matrix Röhrchen Produktlinie: Matrixtrade; Unit Size: Case of 5

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TA-0248
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

