



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Klappdeckelgestelle mit Strichcode für Matrix Aufbewahrungsröhrchen

82,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Klappdeckelgestelle mit Strichcode für Matrix Aufbewahrungsröhrchen Die leeren Gestelle im ANSI-Format mit 2D- und linearen Barcodes und visuell lesbarem Text auf drei Seiten sowie einem 2D-Barcode an der Unterseite des Gestells ermöglichen das Erstellen von anwenderspezifischen Assays. Kapazität (angloamerikanisch): 0,0338 fl oz. Verschlusstyp: Schraubverschluss Verpackungsmenge: 5 Karton Typ: 2D Barcode Beschreibung: Leeres Gestell mit Schnappverschluss Kapazität (metrisch): 1 ml Material: Kunststoff Zur Verwendung mit (Geräte): 1,0 ml Schraubverschluss-Röhrchen Anzahl pro Karton: 5 Barcode: 2D-Datenmatrix; linearer EAN-Code 128; menschenlesbar Aufnahmevermögen: 2D Matrix Röhrchen Produktlinie: Matrixtrade; Unit Size: Case of 5

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TA-0243
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

