



Nalgene[®] Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat Thermo Scientific Nalgene Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat besitzen Handgriffe für einen einfachen Transport. Beschreibung: Reagenzglasgestelle Array: 4 x 10 Autoklavierbar: Autoclavable Aufnahmevermögen: Tubes (13 to 16 mm) Positionen: 40 Form: Rectangle Stapelbar: Yes Typ: Test Tube Rack Zur Verwendung mit (Geräte): 13 -16mm Rohre Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Länge (angloamerikanisch): 11 Zoll Breite (angloamerikanisch): 4.5 Zoll Durchmesser (metrisch) Öffnung: 16 mm Unit Size: Case of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1616
Hersteller (Marke)	Nalgene

