



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Universal-Reagenzglasgestelle aus Polypropylen

70,50 € Ab

56,75 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Nalgene Universal-Reagenzglasgestelle aus Polypropylen Sie können Thermo Scientific Nalgene Allzweck-Röhrchengestelle aus Polypropylen mit allen anderen Gestellen der gleichen Länge stapeln. Beschreibung: Reagenzglasgestelle Array: 4 x 10 Autoklavierbar: Not Autoclavable Aufnahmevermögen: Tubes (16 to 20 mm) Positionen: 40 Form: Rectangle Stapelbar: No Typ: Test Tube Rack Zur Verwendung mit (Geräte): 16 -20mm Rohre Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Länge (angloamerikanisch): 11 in. Breite (metrisch): 11.5 cm Breite (angloamerikanisch): 4.5 in. Durchmesser (metrisch) Öffnung: 20 mm Unit Size: Case of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1620
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

