




Nalgene® Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen sind in einem Stück gefertigt und eignen sich für die Aufbewahrung kompletter Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen. Beschreibung: Unwire Röhrchengestell Array: 6 x 12 Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Aufnahmevermögen: Röhrchen (16 mm) Positionen: 72 Form: Rechteck Typ: Reagenzglasgestell Zur Verwendung mit (Geräte): 16 mm-Röhrchen Abmessungen (L x B x H): 24.9 x 12.7 x 6.7 cm Länge (metrisch): 24.9 cm Länge (angloamerikanisch): 9.75 in. Breite (metrisch): 12.7 cm Breite (angloamerikanisch): 5 Zoll Höhe (metrisch): 6.7 cm Höhe (angloamerikanisch): 2.75 in. Durchmesser (metrisch) Öffnung: 16 mm Unit Size: Case of 8

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1687
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	248759773

