



Thermo Scientific Matrix™ Reagenzien-Reservoirs

Artikelbilder

Beschreibung

Matrix™ Reagenzien-Reservoirs Schaffen Sie Platz für eine Vielzahl von Anwendungen mit den eigens entwickelten, innovativen Reagenzien-Reservoirs. Anzahl pro Karton: 10 Anzahl pro Packung: 10 Verpackung: 10 St./Beutel Autoklavierbar: Autoklavierbar Kapazität (metrisch): 75 ml Material: Autoklavierbares Polypropylen Typ: Reagenzienvorratsgefäß Unit Size: Case of 10

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | TA-0402 |
| Hersteller (Marke) | Thermo Scientific |

