



Thermo Scientific Reagenzreservoirs

Artikelbilder



Beschreibung

Reagenzreservoirs Thermo Scientific Reagenzien-Reservoirs bieten eine große Auswahl an Lösungen für alle Ihre Pipettierverfahren.
Verpackung: 10 Beutel je 10 Kapazität (metrisch): 25 ml Einwegprodukt: Ja Material: Einweg-Polystyrol Typ: Reagenzien-Reservoir mit Unterteiler Unit Size: Case of 100

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.

PO-0473

Hersteller (Marke)

Thermo Scientific

