



Thermo Scientific Reagenzreservoirs

Artikelbilder



Beschreibung

Reagenzreservoirs Thermo Scientific Reagenzien-Reservoirs bieten eine große Auswahl an Lösungen für alle Ihre Pipettierverfahren.
Verpackung: Individually Wrapped Kapazität (metrisch): 25 mL Typ: Reagent Reservoir Unit Size: Pack of,50

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.

TA-0409

Hersteller (Marke)

Thermo Scientific

