



Thermo Scientific Reagenzreservoirs

Artikelbilder



Beschreibung

Reagenzreservoirs Thermo Scientific Reagenzien-Reservoirs bieten eine große Auswahl an Lösungen für alle Ihre Pipettierverfahren.
Kapazität (angloamerikanisch): 2 oz. Verpackung: Großpackung Autoklavierbar: Autoklavierbar Kapazität (metrisch): 60 ml Typ:
Reagenzienreservoir Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0466
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

