



## Thermo Scientific Reagenzreservoirs

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Reagenzreservoirs Thermo Scientific Reagenzien-Reservoirs bieten eine große Auswahl an Lösungen für alle Ihre Pipettierverfahren.  
Verpackung: Großpackung Kapazität (metrisch): 25 mL Sterilität: Unsteril Typ: Behälter Unit Size: Case of,100

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.

PO-0472

Hersteller (Marke)

Thermo Scientific

