



## Thermo Scientific Reagenzreservoirs

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Reagenzreservoirs Thermo Scientific Reagenzien-Reservoirs bieten eine große Auswahl an Lösungen für alle Ihre Pipettierverfahren.  
Verpackung: 10 Beutel je 10 Kapazität (metrisch): 100 ml Einwegprodukt: Ja Material: Einweg-Polystyrol Typ: Reagenzien-Reservoir  
Unit Size: Case of 100

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.

PO-0471

Hersteller (Marke)

Thermo Scientific

