



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Nalgene® Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen

**38,68 €** Ab  
**31,24 €**  
zzgl. MwSt &  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Nalgene Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen Thermo Scientific Nalgene Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen eignen sich ideal für Probenröhrchen, Reaktionsgefäße sowie Reagenzgläser. Beschreibung: Röhrchen-Hakenleiste Array: 8 x 12 Autoklavierbar: Autoklavierbar Aufnahmevermögen: Röhrchen (10 bis 13 mm) Positionen: 96 Form: Rechteck Typ: Reagenzglas-Steckgestell Zur Verwendung mit (Geräte): Röhrchen 10 bis 13 mm Anzahl pro Karton: 8 Anzahl pro Packung: 2 Abmessungen (L x B x H): 17.9 x 12.7 x 6.4 cm Länge (metrisch): 17.9 cm Länge (angloamerikanisch): 7 in. Breite (metrisch): 12.7 cm Breite (angloamerikanisch): 5 Zoll Höhe (metrisch): 6.4 cm Höhe (angloamerikanisch): 2.5 Zoll Durchmesser (metrisch) Öffnung: 13 mm Unit Size: Case of 8

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-1690
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

