



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand® Ladeständer für 3 Transferpette electronic, Netzteil UK/Irland, außer 0,5-5 ml

201,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mit den Ständern und Regalhaltern positionieren Sie Ihre Ein- oder Mehrkanalpipette von BRAND sicher und platzsparend im Labor. Für jedes Modell und jede Anforderung finden Sie bei BRAND die passende Lösung:– Für die mechanischen Ein- und Mehrkanalpipetten Transferpette® S stehen Regal- und Wandhalter zur Verfügung.– Die Einzelständer für die Transferpette® S werden meist für Mehrkanalpipetten verwendet.– Für die elektronischen Pipetten Transferpette® electronic sind Einzelständer sowohl für Einkanal- als auch für Mehrkanalpipetten verfügbar.– Im Tischständer bewahrend Sie bis zu sechs Transferpette® S oder Transferpette® S -8/-12 Pipetten besonders platzsparend auf.– Im Ladeständer für die Transferpette® electronic können bis zu drei Geräte (bis 1000 µl) gleichzeitig aufgeladen werden. Auf individuelle Netzteile kann dann verzichtet werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1800
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	144975391
Hersteller EAN	4033378418210
Transporttemperatur	Raumtemperatur

