



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Brand® Regalhalter für 1 Pipette Transferpipette S oder S -8/-12

**10,60 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Mit den Ständern und Regalhaltern positionieren Sie Ihre Ein- oder Mehrkanalpipette von BRAND sicher und platzsparend im Labor. Für jedes Modell und jede Anforderung finden Sie bei BRAND die passende Lösung:– Für die mechanischen Ein- und Mehrkanalpipetten Transferpette® S stehen Regal- und Wandhalter zur Verfügung.– Die Einzelständer für die Transferpette® S werden meist für Mehrkanalpipetten verwendet.– Für die elektronischen Pipetten Transferpette® electronic sind Einzelständer sowohl für Einkanal- als auch für Mehrkanalpipetten verfügbar.– Im Tischständer bewahrend Sie bis zu sechs Transferpette® S oder Transferpette® S -8/-12 Pipetten besonders platzsparend auf.– Im Ladeständer für die Transferpette® electronic können bis zu drei Geräte (bis 1000 µl) gleichzeitig aufgeladen werden. Auf individuelle Netzteile kann dann verzichtet werden.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BN-2701
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	104974811
Hersteller EAN	4033378493644
Transporttemperatur	Raumtemperatur

