



Nalgene® Pipettengefäße

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene Pipettengefäße In diesen Gläsern können Sie Glaspipetten einlegen oder sterilisieren. Der Deckel zeigt die Verdampfung der Reinigungslösung an und schützt den Inhalt vor Verschmutzungen, während der Bodenflansch die Standsicherheit erhöht. Zur Verwendung mit: Pipetten bis 20.3 cm (8 in.) Höhe (angloamerikanisch): 20.25 in. Höhe (metrisch): 51.4 cm Größe: A Beschreibung: Pipet Jar XLPE D Durchmesser (angloamerikanisch): 6.5 Zoll Durchmesser (metrisch): 16.5 cm Lagerungsbedingungen: Lagern Sie das Aufbewahrungsgefäß nur in einem Behälter, in einer Spüle oder auf einer Abtropffläche, welche(r) groß genug ist, den Inhalt des Gefäßes im Falle eines Auslaufens aufzunehmen. Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 6 Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1561
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	248752424

