



## Nalgene® Pipettenkörbe

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Nalgene Pipettenkörbe Thermo Scientific Nalgene Körbe für die Pipettenreinigung bestehen aus robustem, chemikalienbeständigem Polyethylen hoher Dichte. Zur Verwendung mit: 24 Zoll (610 mm ) Pipette Höhe (angloamerikanisch): In 30,75 . Größe: E Beschreibung: mit Handgriff Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Art.-Nr.           | CD-2172   |
| Hersteller (Marke) | Nalgene   |
| VGKL Nummer        | 248752413 |

