



Thermo Scientific Finnpipette™ Ständer

Artikelbilder



Beschreibung

Finnpipette™ Ständer Thermo Scientific Finnpipette Pipettenständer ermöglichen eine sichere und bequeme Aufbewahrung von manuellen und elektronischen Pipetten. Beschreibung: Karussellständer mit Abdeckung Aufnahmevermögen: 6 Manuelle oder 3 Elektronische Pipetten Typ: Pipet Stand Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0389
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

