



Thermo Scientific Finnpiquette™ Ständer

Artikelbilder



Beschreibung

Finnpiquette™ Ständer Thermo Scientific Finnpiquette Pipettenständer ermöglichen eine sichere und bequeme Aufbewahrung von manuellen und elektronischen Pipetten. Beschreibung: Finnpiquette Regalhaken Aufnahmevermögen: 1 Hand Pipette Typ: Pipet Stand Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0001
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
steril	Nein

