



## Thermo Scientific Finnpipette™ Ständer

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Finnpipette™ Ständer Thermo Scientific Finnpi­pette Pipetten­ständer ermöglichen eine sichere und bequeme Aufbewahrung von manuellen und elektronischen Pipetten. Beschreibung: F-Stand, gerader Ständer, weiß Aufnahmevermögen: Manuelle Pipetten (6) Positionen: 6 Typ: Pipetten­ständer Unit Size: Each

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	PO-0392
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

