



Thermo Scientific Finnpipette™ Ständer

Artikelbilder



Beschreibung

Finnpipette™ Ständer Thermo Scientific Finnpipette Pipettenständer ermöglichen eine sichere und bequeme Aufbewahrung von manuellen und elektronischen Pipetten. Beschreibung: Finnpipette Novus Adapter für Karussellständer Aufnahmevermögen: 3 Adapter für Karussellständer Positionen: 3 Typ: Pipet Stand Unit Size: Pack of 3

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0003
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

