



Thermo Scientific Finnpipette™ Ständer

Artikelbilder



Beschreibung

Finnpipette™ Ständer Thermo Scientific Finnpi­pette Pipetten­ständer ermöglichen eine sichere und bequeme Aufbewahrung von manuellen und elektronischen Pipetten. Beschreibung: Ständer für einzelne Mehrkanalpipette Aufnahmevermögen: 1 manuelle Mehrkanalpipette Positionen: 1 Typ: Pipetten­ständer Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0391
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

