



## Thermo Scientific Finnpipette™ Ständer

### Artikelbilder



### Beschreibung

Finnpipette™ Ständer Thermo Scientific Finnpipette Pipettenständer ermöglichen eine sichere und bequeme Aufbewahrung von manuellen und elektronischen Pipetten. Beschreibung: Pipettenständer, grau Aufnahmevermögen: Manuelle Pipetten (6) Positionen: 6 Typ: Pipettenständer Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0385
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
steril	Nein

