



Thermo Scientific Finnpipette™ Ständer

Artikelbilder



Beschreibung

Finnpipette™ Ständer Thermo Scientific Finnpipette Pipettenständer ermöglichen eine sichere und bequeme Aufbewahrung von manuellen und elektronischen Pipetten. Beschreibung: Mini-Pipettenständer, grau Aufnahmevermögen: Manuelle Pipetten (3) Positionen: 3 Typ: Pipettenständer Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0388
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

