



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



B-SAFETY® QuickFix Pflasterspender 5500 ohne Befüllung

16,37 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

QuickFix Pflasterspendersystem leer, für die Befüllung mit plum Pflasterstrips. Inkl. Befestigungsmaterial und Schlüssel für Diebstahlschutz. Bei unserem QuickFix Pflasterspendersystem können Sie die Befüllung selbst vornehmen und so an ihre speziellen Bedürfnisse anpassen. Sie können alle Pflasterrefills aus dem QuickFix Pflastersortiment ganz individuell nach ihren Wünschen kombinieren. Der QuickFix Pflasterspender kann überall dort eingesetzt werden, wo ein Risiko kleinerer Verletzungen und Schnittverletzungen besteht. Aufgrund seiner geringen Abmessungen lässt sich der Spender problemlos an nahezu jedem Arbeitsplatz anbringen und somit genau da, wo der Bedarf am größten ist. Der QuickFix kann wahlweise angeschraubt oder auch mit Klebestreifen befestigt werden. Produkt-Eigenschaften - Abmessungen (H x B x T): 133,5 x 232,5 x 33 mm - hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips - optimaler Schutz der Pflaster vor äußeren Verschmutzungen - bietet sofortigen und sichtbaren Zugang zu Pflastern - für die Wandmontage direkt am gefährdeten Arbeitsplatz - jedes Pflaster ist hygienisch einzeln verpackt und entpackt sich beim Herausziehen bereits auf einer Seite von selbst - das Pflaster kann mit einer Hand auf die Wunde aufgebracht werden - deutliche Anzeige bei leerem Spender - schnell wiederbefüllbar - die Pflaster sind CE-gekennzeichnet - eingebautes Regalfach zur Aufbewahrung von Kleinutensilien - wahlweise auch abschließbar mit beiliegendem Schlüssel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FG-0157
Hersteller (Marke)	B-SAFETY
Transporttemperatur	Raumtemperatur

