











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



B-SAFETY® QuickFix Pflasterspender 5505 Alu

35,25 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

QuickFix Pflasterspender 5505 komplett bestückt mit zwei Nachfüllpacks mit je 45 Pflasterstrips mit mikronisierter Aluminium-Wundauflage – verbesserte Anti-Haft-Wirkung, Befestigungsmaterial und Schlüssel für Diebstahlschutz. Bei kleineren Verletzungen können die Pflasterstrips schnell und leicht aus dem Spender entnommen werden und sind dabei auf einer Seite bereits geöffnet, so dass das Pflaster nur noch auf die Wunde aufgetragen wird! Die Nachfüllung des Spenders ist auch mit anderen Pflastertypen aus dem QuickFix Sortiment möglich. Pflaster mit mikronisierter Aluminium Wundauflage. Die Antihaftschicht aus Aluminium und PE weist eine höhere Antihaftleistung auf als eine Standard-PE-Schicht. Das Pflaster ist luftdurchlässig und angenehm auf der Haut. Produkt-Eigenschaften – PZN: 15570909 – Abmessungen (H x B x T): 133,5 x 232,5 x 33 mm – hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips – optimaler Schutz der Pflaster vor äußeren Verschmutzungen – verbesserte Antihaftwirkung – luftdurchlässig – hautfreundlich – für empfindliche Haut geeignet

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	FG-0158
Hersteller (Marke)	B-SAFETY
Transporttemperatur	Raumtemperatur

