



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



B-SAFETY® QuickFix Pflasterspender 5510 Blood Stopper

31,92 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

QuickFix Pflasterspender 5510 komplett bestückt mit zwei Nachfüllpacks mit je 45 Blood Stopper Pflastern mit blutstillender Wirkung, Befestigungsmaterial und Schlüssel für Diebstahlschutz. Bei kleineren Verletzungen können die Pflasterstrips schnell und leicht aus dem Spender entnommen werden und sind dabei auf einer Seite bereits geöffnet, so dass das Pflaster nur noch auf die Wunde aufgetragen wird! Die Nachfüllung des Spenders ist auch mit anderen Pflasertypen aus dem QuickFix Sortiment möglich. Pflaster mit blutstillender Wirkung. Durch die Alginatfasern zwischen den Vliesstofffasern der Wundauflage entsteht in deren Innerem ein künstliches Gerinnsel (Gel), das die Blutung innerhalb von einer bis zwei Minuten stillt und für optimale Feuchtigkeitsbedingungen sorgt. Produkt-Eigenschaften - PZN: 15743899 - Abmessungen (H x B x T): 133,5 x 232,5 x 33 mm - hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips - optimaler Schutz der Pflaster vor äußeren Verschmutzungen - blutstillend - mit Alginatfasernluftdurchlässig - verbesserte Schutzwirkung - unterstützt den Heilungsprozess

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FG-0160
Hersteller (Marke)	B-SAFETY
Transporttemperatur	Raumtemperatur

