



B-SAFETY[®] QuickFix 5518 Micro Pflaster

Artikelbilder



Beschreibung

Plum QuickFix Micro Pflaster 5518 mit 8 textilen Pflasterstrips. Ein kleines und handliches Pflasterset mit 8 einzelnen QuickFix Elastic Pflastern. Ideal zum Mitnehmen, denn es passt in jede Handtasche und in jedes Portemonnaie. Außerdem ist es perfekt als Muster bei Messen oder Kundenbesuchen. Produkt-Eigenschaften - Abmessungen Pflasterstrips (H x B): 72 x 25 mm - hautfreundliche und atmungsaktive Pflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen - jedes Pflaster ist hygienisch einzeln verpackt und entpackt sich beim Herausziehen bereits auf einer Seite von selbst - das Pflaster kann mit einer Hand auf die Wunde aufgebracht werden - die Pflaster sind CE-gekennzeichnet

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FG-0164
Hersteller (Marke)	B-SAFETY

