

Brand® Hahnfett, silikonfrei Tube à 30 g, Gebrauchstemp. -40/+ 320°C PDF



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand® Hahnfett, silikonfrei Tube à 30 g, Gebrauchstemp. -40/+ 320°C

41,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ideal zum Fetten von Bürettenhähnen. Lässt sich z.B. mit Mucasol® leicht entfernen. Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit. Gebrauchstemperatur -40 bis +320°C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1461
Hersteller (Marke)	Brand
Hersteller EAN	4033378434807
Transporttemperatur	Raumtemperatur

