



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Filtriervorstoß 50 mm

299,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

DURAN® Filtriervorstoß, Ø 50 mm Eine der wichtigsten Trennmethode im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porosität ausgewählt werden. Um Filtertrichter ohne Stiel können mit dem Filtriervorstoß verlängert werden. Der so integrierte Auslaufstiel ermöglicht ein sauberes Einfüllen des Filtrats in die Saugflasche. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Verlängerung mit integriertem Stiel zur Aufnahme des Filtertrichters Eingebanntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Abtrennung des Filtrats zu dessen Weiterverarbeitung, Qualitative Analyse und präparative Chemie, Filtration bei vermindertem Druck, Filtrieren, Passende Gummimanschette erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-1321
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	112431632
Transporttemperatur	Raumtemperatur

