



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® Scheidetrichterhähne nach Gilson, komplett mit PTFE-Küken, Bohrung 4 mm, NS 18.8

**51,97 €** Ab  
**46,55 €**  
zzgl. MwSt &  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

DURAN® Scheidetrichterhahn nach Gilson, mit PTFE-Küken, NS 18,8 DURAN® Scheidetrichterhähne nach Gilson sind Bauteile für die Fertigung von Scheidetrichtern nach Gilson mit einem besonders starken Ansatz zur Reduzierung des Bruchrisikos. In der polierten Variante mit PTFE Küken für fettfreies Arbeiten geeignet. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Scheidetrichter-Hahnhülse mit PTFE-Küken Fettfreies Arbeiten durch die polierte Hahnoberfläche Mit einem besonders starken Ansatz zur Reduzierung des Bruchrisikos Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Zum Ansetzen an DURAN® Scheidetrichter-Rohkörper, für die Fertigung von Scheidetrichtern nach Gilson

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SD-2423
Hersteller (Marke)	DURAN
Transporttemperatur	Raumtemperatur

