



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Schlauch-Oliven, doppelseitig, 14 X 115 mm

1,31 € Ab

1,17 €

zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

DURAN® Schlauch-Olive aus Glas, doppelseitig, Ø 14 mm Über DURAN® Schlauch-Oliven können Schläuche an Laborapparaturen angeschlossen werden. Bei der Demontage von festsitzenden Schläuchen von Glasoliven besteht immer ein Verletzungsrisiko durch Glasbruch. DWK empfiehlt daher die Verwendung von DURAN® Glasgewinden mit Kunststoffoliven. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Schlauch-Oliven ermöglichen den Anschluss von Schläuche an Laborapparaturen Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Zum Ansetzen an verschiedenste Apparate, Verbau in verschiedenen Apparaturen möglich

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-2003
Hersteller (Marke)	DURAN
Transporttemperatur	Raumtemperatur

