



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Tygon-Silikonschlauch USP VI/FDA 4,8 x 6,4 mm, 15 m/Rolle

Preis auf
Anfrage

zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die richtige Auswahl für die Anwendung in Labor, Biotechnologie und Pharma!

Hoch elastisch mit guter Rückstellkraft für gleichbleibenden Flüssigkeitstransfer, selbst bei intermittierender Pumpenanwendung. Ozon- und UV-beständig.

Besonders glatte Innenoberfläche.

VE: 15 m/Rolle

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4444
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072003364
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja

