



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Haltevorrichtung für Reaktionsgefäße aus Chromnickelstahl, DN 100

916,66 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Haltevorrichtung für Reaktionsgefäße, DN 100 Reaktionsgefäße können auf unterschiedlichste Art und Weise betrieben und temepiert werden. Um ein Verrücken der Reaktionsapparatur während der Versuchsdurchführung zu vermeiden, wird das Reatioknsgefäß idealerweise mittels einer Hängevorrichtung an ein Stativgestänge gehängt. Kühl- und Heizmedien sind so flexibel von unten an das Reaktionsgefäß anzuführen und wieder zu entfernen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Zur festen Aufhängung des Deckels und des Reaktionsgefäßes an einem Stativgestänge
Anwendung: Halterung für Deckel und Reaktionsgefäße, Aufhängung

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr. | SD-2594 |
| Hersteller (Marke) | DURAN |
| VGKL Nummer | 132907346 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |

