



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Plattenhalter für Glaskeramik-Labor- Schutzplatten aus Chromnickelstahl 155 x 155 mm

216,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Plattenhalter, für Platte 155 x 155 mm Im Laborbereich werden häufig Lösungen erwärmt. Dieser Arbeitsschritt kann durch unterschiedliche Techniken stattfinden z.B. im Wasser- oder Sandbad, mithilfe einer Heizhaube oder klassisch unter Verwendung eines Bunsenbrenners. Wird als Heizquelle der Bunsenbrenner verwendet, empfiehlt sich die Verwendung eines Statives bzw. Vierkantfusses und einer entsprechenden Glaskeramikplatte. Das zuerwärmende Gefäß wird auf die Glaskeramikplatte gestellt, der Bunsenbrenner darunter. Verschmutzungen der Glaskeramikplatte können mit Hilfe des Reinigungsschabers entfernt werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Aus temperaturbeständigem Chrom-Nickelstahl Anwendung: Stativ-Plattenhalter für Glaskeramikplatten, Erhitzen, Zur Befestigung an Stativen geeignet

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-2602
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	322907857
Transporttemperatur	Raumtemperatur

