



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bochem® Stativklemme flex. Schaft, vernickelt, Spannweite 40mm

112,89 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Stativklemme flexibler Schaft, vernickelt, Spannweite 40mm, runde Backen, Finger mit Kork, Schaftlänge=290mm, Schaftdurchmesser=12mm Gewicht in g: 220,0

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MN-0928
Hersteller (Marke)	Bochem
VGKL Nummer	310505830
Transporttemperatur	Raumtemperatur

