



## SAF Wärmetechnik LabHEAT Stativklemme KM-SK

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

LabHEAT® Stativklemme KM-SK, Zubehör für Gehäuseheizhauben und Reihenheizgeräte als Klemmvorrichtung für Stativstangen bis Ø 12 mm oder zur Befestigung der Gehäuseheizhauben (max. 2.000 ml) in Stativaufbauten

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	WF-0353
Hersteller (Marke)	SAF Wärmetechnik
VGKL Nummer	459197001

