



## Bochem® Stativfuss zur Wand-/Deckenbefestigung, LABORAL

### Artikelbilder

---



# Beschreibung

---

Stativfuss zur Wand-/Deckenbefestigung LABORAL, D=50mm, d=12-13mm Gewicht in g: 128,0

# Zusätzliche Informationen

---

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Art.-Nr.           | MN-1447   |
| Hersteller (Marke) | Bochem    |
| VGKL Nummer        | 310525001 |

