



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Research® plus, 6er-Pack mit Pipette Carousel 2

**1.577,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

**Eppendorf Research plus, 6-Pack: 0,1-2,5 µL / 0,5-10 µL / 2-20 µL (gelb) / 10-100 µL / 20-200 µL / 100-1000 µL inkl. epT.I.P.S. und Pipettenkarussell 2**

## Das perfekte Einsteigerset

Die am häufigsten verwendeten Einkanal-Varianten der mechanischen Pipetten **Eppendorf Research® plus** und Eppendorf Reference® 2 sind jetzt in einem neuen Multipack zu einem attraktiven Preis erhältlich. Darin enthalten sind 6 Pipetten, passende Spitzenboxen, ein Pipettenkarussell 2 zur sicheren Aufbewahrung und der beliebte Eppendorf-Pipettenstift.

Die neuen 6er-Packs sind die perfekte Wahl, wenn Sie ein neues Labor einrichten oder Ihr bestehendes Inventar erweitern möchten. Außerdem sparen Sie über 30 % gegenüber dem Einzelkauf zum Listenpreis.

## Besondere Eigenschaften

- Mechanische Luftpolsterpipette für akkurates, einfaches und ergonomisches Pipettieren wässriger Lösungen
- Überzeugen Sie sich vom Unterschied in Gewicht und Kraftaufwand beim Pipettieren: diese ultraleichte Pipette wurde entsprechend der Prinzipien des Eppendorf PhysioCare Concept® entwickelt
- Durch den gefederten Spitzenkonus (erhältlich für alle Pipetten bis zu 1 mL) sind die für die Spitze benötigten Aufsteckkräfte reduziert, was die Belastung verringert, ohne die Dichtigkeit der Spitze zu beeinträchtigen
- Profitieren Sie von einer der Pipetten mit den niedrigsten Bedien- und Spitzenabwurfkräften im Pipettenmarkt, um die Belastung von Hand und Arm zu reduzieren
- Passen Sie Ihre Pipette in Sekundenschnelle an, um die Genauigkeit beim Pipettieren schwieriger Flüssigkeiten wie Ethanol oder beim Pipettieren in großer Höhe zu verbessern. Danach kann ohne Kalibrierung zur Werksjustierung zurückgekehrt werden
- Autoklavieren Sie, je nach Bedarf und Anwendung, die gesamte Pipette oder nur das Unterteil, um eine ordnungsgemäße Dekontamination zu gewährleisten
- Hochwertiges Material gewährleistet eine hohe UV- und Chemikalienbeständigkeit
- Freuen Sie sich über herausragende Flexibilität und wählen Sie zwischen Einkanalpipetten mit fixem oder variablem Volumen sowie 8-, 12-, 16- und 24-Kanal-Pipetten

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-4197
Hersteller (Marke)	Eppendorf
Transporttemperatur	Raumtemperatur

