



## NIPPON Genetics FastGene FAS-X

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

FastGene® FAS-X ist unser neues Gel-Dokumentationssystem. Es kombiniert ein modernes Design mit einer sehr benutzerfreundlichen Software. Die wichtigste Innovation ist die Einführung der Blue/Green LED-Technologie. Mit dieser sicheren Lichtquelle kann jeder handelsübliche DNA-Farbstoff ohne das schädliche UV-Licht nachgewiesen werden. Es handelt sich um die nächste Generation von Gel-Dokumentationssystemen mit sichtbarem Licht, die anstelle von blauem Licht ein Lichtspektrum im blau-grünen Bereich verwenden. FAS-X ist ein eigenständiges System, das in Deutschland hergestellt wird.

## Zusätzliche Informationen

---

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Art.-Nr.           | 8-9009          |
| Hersteller (Marke) | NIPPON Genetics |

