



re::Lab Latexhandschuhe, Größe XS, weiß

Artikelbilder



Beschreibung

Als Handschuh der PSA-Kategorie 3 mit Schutz gegen chemische Gefährdungen ist der BINGOLD Latex 50PLUS besonders für den Einsatz im Labor geeignet und er erfüllt die Anforderungen der Normenreihe EN 374 gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen. Länge: 240 mm Konform mit Verordnung MDR (EU) 2017/745, EN 455, PSA Verordnung (EU) 2016/425, EN ISO 21420, EN 374 AQL 1.5 PSA-Kategorie III: wasserdichte Schutzhandschuhe gegen chemische Gefährdungen Medizinprodukt Klasse I

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	10_B1-8128_RELAB
Hersteller (Marke)	re::Lab
Farbe	weiß
Material	Latex
steril	Nein
Länge	240 mm
Größe	XS
Schutzlevel Mikroorganismen (AQL)	AQL = 1,5

