



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



re::Lab Moonlab® Serologische Pipetten 2 ml, einzeln verpackt

Sonderangebot


49,00 €

Normalpreis

92,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Hinweis: Starke Preisreduzierung aufgrund von abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum!

Die glasklaren **Serologischen Pipetten** der Marke Moonlab® werden aus hochwertigem Polystyrol in Reinraumumgebung hergestellt. Zusätzlich werden die Serologischen Pipetten einzeln in leicht zu öffnender Folie/Papier Peel Tüte verpackt. Dadurch wird eine Kontamination Ihrer Proben mit ungewollten Substanzen (RNasen, DNasen, Pyrogene) verhindert. Im Mundstück sorgen Wattebausche für den Schutz einer ungewollten Kontamination der Pipettierhilfe.

- Farbcodierung erleichtert die Identifikation der richtigen Pipette
- Größeres Pipettiervolumen durch Negativskalierung
- Universelles Mundstück zum passgenauen Einstecken in Pipettierhilfen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-0131_RELAB
neoGreen	Ja
Hersteller (Marke)	re:Lab
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	2 ml
steril	Nein

