




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Moonlab® Pipettenspitzen, 1000 µL, klar, steril, 8x96 Stück

Sonderangebot

**12,70 €**

Normalpreis

**35,00 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



# Beschreibung

---

Sicher, präzise und benutzerfreundlich: **Die neuen Pipettenspitzen von Moonlab!**

Sie sind auf der Suche nach einer Pipettenspitze, die perfekt zu Ihren Bedürfnissen passt? Wir haben die Lösung für Sie! Unsere neuen Moonlab Pipettenspitzen bieten eine optimierte Passform und ermöglichen einen leichteren Spitzenabwurf, um das Pipettieren einfach und effizient zu gestalten.

## Maximale Sicherheit dank verbesserter Konusgeometrie

Mit der optimalen Konusgeometrie sitzt die Spitze fest und sicher auf der Pipette. Egal ob Sie mit kleinen oder großen Volumina arbeiten – die Moonlab Pipettenspitzen gewährleisten immer eine zuverlässige Passform.

## Schnelle Volumenkontrolle dank Graduierungslinien

Wir wissen, wie wichtig es ist, präzise Volumina zu pipettieren. Deshalb wurden Graduierungslinien an der Pipettenspitze integriert, die eine einfache und schnelle Kontrolle der pipettierten Volumina ermöglichen.

## Präzision ohne Probenverlust dank konischer Spitzenöffnung

Mit den Moonlab Pipettenspitzen können Sie Flüssigkeiten präzise und ohne Probenverlust pipettieren. Die konische Spitzenöffnung verhindert effektiv Tropfenbildung am Auslass der Spitze.

## Hochwertiges Material für erstklassige Leistung

Die Moonlab Spitzen bestehen aus hochwertigem, autoklavierbarem und nicht benetzbarem reinem Polypropylen. Damit stellen wir sicher, dass Ihre Proben sicher pipettiert werden und keine unerwünschten Wechselwirkungen auftreten, die Ihre Ergebnisse beeinflussen könnten.

Schnelle Identifikation der Pipettenspitzen dank farbiger Racks. Sie erhalten die Moonlab Pipettenspitzen auch in einer sterilen Version, gesteckt in der Box.

**Die Moonlab Pipettenspitzen sind mit den meisten gängigen Pipettenmodellen kompatibel.** Ob im Forschungslabor, der Diagnostik oder der Biotechnologie – die Moonlab Pipettenspitzen sind Ihr verlässlicher Partner für anspruchsvolle Pipettieraufgaben.

⇒ Mehr Informationen über das neue **Moonlab reload System** sowie spannenden Nachhaltigkeitsaspekte erfahren Sie auf der Infoseite: [Moonlab/Nachhaltigkeit](#)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	4-0169
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Moonlab
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Volumen MAX	1000 µl
Volumen MIN	100 µl
steril	Ja

