



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Moonlab® Leere Pipettenspitzenbox schwarz/transparent passend für 10µl / 10/20 µl XL

2,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Perfekte Aufbewahrungslösung mit der Moonlab® Leeren Pipettenspitzenbox – Schwarz/Transparent für 10/10/20µl Pipettenspitzen. Diese Box ist optimal für Pipettenspitzen mit einem Volumen von 10/10/20µl geeignet. Dank des schlanken Designs können Sie Ihre Spitzen platzsparend und geordnet lagern. Die robuste Bauweise schützt vor äußeren Einflüssen und das stilvolle Schwarz-Transparent-Design verleiht Ihrem Labor eine professionelle Note. Vertrauen Sie auf Moonlab®, um Ihre Arbeitsorganisation zu optimieren und eine effiziente Lagerung zu gewährleisten.

⇒ Mehr Informationen über das neue **Moonlab reload System** sowie spannenden Nachhaltigkeitsaspekte erfahren Sie auf der Infoseite: [Moonlab/Nachhaltigkeit](#)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-0205
Hersteller (Marke)	Moonlab
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)

