



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



sunlab® Digitaler Pipettierhelfer SU1730A, 0.1-100 ml, Special Edition

Sonderangebot

99,00 €

Normalpreis

179,00 €

zzgl. MwSt &
Versand

Product Images





Beschreibung

D-8730A Aktionsmodell Sunlab® digitaler Pipettierhelfer SU1730, 0.1-100 ml

Der **digitale Pipettierhelfer von Sunlab®** erleichtert das Pipettieren in Ihrem Labor. Mit einem Gewicht von nur 190 Gramm, einer ergonomischen Griffform und leichtgängigen Knöpfen ist dieser Pipettierhelfer einfach zu bedienen und komfortabel in der Anwendung. Bei dem neuen leistungsstarken Akku handelt es sich um einen handelsüblichen Akku, den Sie leicht ersetzen können. Der Pipettierhelfer verfügt über 8 verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Der Volumenbereich des Sunlab® Pipettierhelfers reicht von 0.1 bis 100 ml. Das gut ablesbare LCD Display zeigt sowohl die eingestellte Geschwindigkeit also auch den Batteriestatus an.

Lieferumfang:

Pipettierhelfer SU1730A Lithium-Ionen Akku INR18650-29E (ca. 8 Stunden Betriebszeit)

Tischständer klein Ladegerät (Ladezeit 2-3 Stunden)

Spannung 3,6V

Kapazität 2900mAh

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-8730A
Hersteller (Marke)	sunlab®
EAN	4066292711341
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	weiß orange
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
steril	Nein

