




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



re::Lab neolab® Zentrifugenröhrchen schwarz 50 ml

Sonderangebot

45,00 €

Normalpreis

79,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Hinweis: Starke Preisreduzierung aufgrund von abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum!

Schwarze Zentrifugenröhrchen aus PP für lichtempfindliche Proben, 100 % lichtundurchlässig. Ideal für fluoreszierende Proben oder Ethidiumbromid. Mit auslaufsicherer Schraubkappe und weißem Beschriftungsfeld. Autoklavierbar bei 121°C, beständig bis -100°C. Zentrifugierbar bis 8400 x g (15 ml) bzw. 10000 x g (50 ml).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-5011_RELAB
neoGreen	Ja
Hersteller (Marke)	re:Lab
Farbe	transparent (klar)
Volumen	50 ml
steril	Nein

