



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## re::Lab sunlab® Wasserbad aus Edelstahl, 6 Liter

Sonderangebot

**449,00 €**

Normalpreis

**699,00 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Hinweis: Starke Preisreduzierung! Artikel kann Gebrauchsspuren, eine beschädigte Verpackung oder ein abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum enthalten. Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht. Im Lieferumfang fehlt bei diesem Gerät der Schrägdeckel. Flachdeckel ist vorhanden.**

Die Sunlab® Wasserbäder aus Edelstahl sind die ideale Lösung für das Erwärmen von Proben und Medien. Der Temperaturbereich kann von RT +5 °C bis 99 °C eingestellt werden. Die Temperatureinstellung erfolgt schnell und einfach über das digitale Bedienfeld. Nach der Anwendung kann das Wasserbad einfach über einen Bodenauslauf entleert werden (D-8811 und D-8812).mit digitaler Temperaturanzeige mit Grenzwertalarm

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	D-8810_RELAB
neoGreen	Ja
Hersteller (Marke)	re:Lab
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Temp MAX	95 °C
steril	Nein
Breite	400 mm
Länge	225 mm

