



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Intelsius Thermotransportbox ORCA Response 2L für Trockeneis

**Preis auf  
Anfrage**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

ORCA Response stellt eine äußerst vielseitige, leistungsstarke, tragbare und temperaturkontrollierte Verpackungslösung dar, die speziell für den sicheren Transport von verpackten roten Blutkörperchen, Blutplättchen und pharmazeutischen Produkten entwickelt wurde. Die Inhalte bleiben dank der Phase Change Material (PCM) und Vakuumisulationspanel (VIP) Technologien für mindestens 40 Stunden in den Temperaturbereichen von +2 grad bis +8 grad, +5 grad bis +15 grad oder unter -20 grad stabil. Durch den rechteckigen Nutzraum wird der Raumbedarf und das Volumengewicht minimiert, wodurch sich die Lösungen problemlos von Hand für den Transport von persönlichen Medikamenten, den Direktversand zum Patienten (DTP) und den Versand über Kurierdienste transportieren lassen. ORCA Response erfüllt die Anforderungen der Sommer- und Wintertemperaturprofile gemäß ISTA 7D für eine Mindestdauer von 40 Stunden. ORCA Response wurde unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Endnutzer entwickelt und kombiniert Hochleistungstechnologie mit benutzerfreundlicher Handhabung, insbesondere wenn es um schnelle Reaktionszeiten bei der Verpackung geht. Diese herausragende Leistung und das geringe Volumengewicht machen ORCA Response zur unangefochtenen Nummer eins für den temperatursensiblen Transport und Notfallsituationen. MERKMALE: Optionen für Nutzlasten von 1L und 2L Leichte Montage Einfaches Management der Kühlmittel Universelle Verpackungslösung Unkomplizierte Konditionierung und Zusammenstellung Abdeckung von 3 Temperaturbereichen: +2 grad bis +8 grad, +15 grad bis +25 grad, -20 grad Passende Tragetasche mit Trageriemen für Volumen 1 bzw. 2 Liter optional

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-3757
Hersteller (Marke)	Intelsius
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Volumen	7.7 Liter
steril	Nein
Breite	260 mm
Breite/innen	195 mm
Höhe	347 mm
Höhe innen	259 mm
Tiefe	223 mm
Tiefe innen	153 mm
geeignet für	für Temperatur-kontrollierten Transport

