

neolabLine Eisbad klein aus PS, innen 210 x 140 x 80 mm PDF



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Eisbad klein aus PS, innen 210 x 140 x 80 mm

Sonderangebot

79,00 €

Normalpreis

99,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Extrem gut isoliertes Eisbad aus doppelwandigem Polystrol.
Der Hohlraum ist zur besseren Temperaturisolierung innen ausgeschäumt.
Dadurch wird eine große Wärmedämmung erreicht. Eisansätze halten sich daher sehr lange.
Zur Kühlung mit Eisstücken oder Sole füllen.
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C

Best.-Nr. 1-6031 Eisbad, klein

Innenmaße: 210 x 140 x 80 mm (L x B x T)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-6031
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072036249
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	gelb
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	2.3 Liter
steril	Nein
Breite/innen	140 mm
Form	rechteckig
Höhe innen	80.0 mm

